

MSPE

nová technika
v přípravě vzorků

SPE
EXTRA



Usnadněte si práci
a zrychlete přípravu vzorků

- Jednoduchá a rychlá příprava vzorků
- 2 v 1 – mikroextrakce na pevné fázi a filtrace v jednom kroku
- Odstředování nahrazuje pracné používání SPE manifoldu

Jednoduchá
technika

Zkrácení doby
přípravy vzorku



FAST



EASY



CLEAN

Nižší spotřeba
rozpuštědel

SPE a filtrace vzorku
přes nylonovou
membránu 0,22 µm




COMPACT



CLEAR

Odstředování
více vzorků najednou

Obecný postup přípravy vzorku



Produkty uváděné na trh:

Popis produktu	Poznámka	Kat.č.
Micro Spin SpeExtra MSPE HLB kolona, 0,22µm nylonová membrána, 15 mg, 0,7 ml, 50 ks		MSP-5877-AA07
Micro Spin SpeExtra MSPE C18 kolona, 0,22µm nylonová membrána, 30 mg, 0,7 ml, 50 ks		MSP-5876-AB07
Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P kolona, 0,22µm nylonová membrána, 30 mg, 0,7 ml, 50 ks	již brzy	MSP-5879-AB07
Micro Spin SpeExtra MSPE HLB kolona, 0,22µm nylonová membrána, 30 mg, 0,7 ml, 50 ks		MSP-5877-AB07
Micro Spin SpeExtra MSPE C18 kolona, 0,22µm nylonová membrána, 50 mg, 0,7 ml, 50 ks		MSP-5876-AC07
Micro Spin SpeExtra MSPE C18-P kolona, 0,22µm nylonová membrána, 50 mg, 0,7 ml, 50 ks	již brzy	MSP-5879-AB07

Informace o sorbentech najdete zde:

