

Speciální záruční podmínky pro elektrochemické senzory.

Výrobce poskytuje záruku na výrobní vady a vady materiálu po dobu 3 měsíců od data dodání.

Elektrochemické senzory obsahují skleněné části, které jsou křehké, a proto s nimi zacházejte opatrně.

Záruka se nevztahuje na:

- **mechanické poškození způsobené nevhodnou manipulací nebo nevhodným skladováním (například ulomení membrány, rozbité tělo, utržený nebo jinak poškozený kabel/konektor – je-li součástí elektrody).**
- **použití senzoru pro nevhodnou aplikaci a při nesprávném způsobu používání (například ucpaná fritá, nedostatečná údržba)**
- **nesprávný způsob skladování (například absence uchovávacího roztoku v krytce, vyschlý senzor).**

Důrazně doporučujeme každou elektrodu bezprostředně po dodání důkladně prohlédnout a otestovat pufrům pH 4 a pH 7. V případě poškození senzoru způsobeného dopravou je nutné reklamaci uplatnit nejpozději do 10 dnů po dodání senzoru (jak uvádí dodací list).